

Каталог электродов



mable.group



info@mable.group



[@mable_group](https://vk.com/mable_group)



[@mable_group](https://www.youtube.com/mable_group)



E01 Электрод прямой тонкий проволочный

Применение

вскрытие абсцесса и дренаж, раскрытие сломанного коня, удлинение коронки зуба, френэктомия, устранение гипертрофированной десны, гингивэктомия



E02 Электрод изогнутый тонкий проволочный

Применение

вскрытие абсцесса и дренаж, устранение гипертрофированной десны, гемостаз, раскрытие сломанного корня, удлинение коронки зуба, расширение десневой борозды, фенэктомия, гингивопластика, гингивэктомия, отслаивание



E05 Электрод изогнутый крюк

Применение

устранение гипертрофированной десны, гингивэктомия



E08 Электрод петлевой

Применение

устранение гипертрофированной десны



E10 Электрод петлевой Ø 4 мм

Применение

устранение гипертрофированной десны, гингивэктомия, гингивопластика, отслаивание



E11 Электрод петлевой Ø 8 мм

Применение

устранение гипертрофированной десны, гингивэктомия, гингивопластика, отслаивание



E12 Электрод - капля

Применение

устранение гипертрофированной десны



E29 Электрод прямой шар Ø 3 мм

Применение

устранение гипертрофированной десны, гемостаз, соседоточение энергии на поверхности массивного электрода дает возможность рассеивать тепло в окружающие ткани и производить мгновенный гемостаз



E37 Электрод изогнутый шар Ø 3 мм

Применение

устранение гипертрофированной десны, гемостаз, соседоточение энергии на поверхности массивного электрода дает возможность рассеивать тепло в окружающие ткани и производить мгновенный гемостаз



E46 Электрод изогнутый толстый проволочный

Применение

вскрытие абсцесса и дренаж, устранение гипертрофированной десны, гемостаз, раскрытие сломанного корня, удлинение коронки зуба, расширение десневой борозды, фенэктомия, гингивопластика, гингивэктомия, отслаивание